
Модель	HG-15A	HG-15D	
Размеры Д х Ш х В, мм	60 x 75 x 215	60 x 75 x 215	
Объем образцов, мл	1-2500		
Скорость, без нагрузки, об/мин	0 - 27000 2000-27000		
Точность установки скорости	Ручное плавное	10 об/мин	
Мощность, Вт (общая/полезная)	300/160		
Материал насадки	Нержавеющая сталь		
Используемые насадки	HT1008, HT1010, HT1018, HT1025		
Контроллер	Аналоговое управление	Цифровой контроллер с LCD дисплеем	
Защитные функции	Защита от перегрузки и перегрева		
Вес, кг	2,5		
Электропитание	220 В, 50/60 Гц		



Комплектующие и аксессуары / Измельчающие насадки

Модель	HT1008(1)	HT1010(2)	HT1018(3)	HT1025(4)
Рабочий объем, мл	1-50	1-100	10-1000	50-2500
Диаметр статора, мм	8	10	18	25
Диаметр ротора	6,1	7,5	12,7	17
Материал втулок	Тефлон			
Максимальная температура образцов	180 °C			
Стерилизация	Любой метод			
Предел измельчения в суспензиях	10-50 мкм			
Предел измельчения в эмульсиях	1-10 мкм			

Достоинства моделей:

- Разработанный для удобного получения эмульсий и измельчения образцов в различных лабораториях.
- Высокая скорость вращения измельчающих насадок позволяет добиться качественного результата.
- Качественные материалы рабочих поверхностей обеспечивают продолжительную работу измельчающих насадок.
- Все модели защищены от перегрузки и перегрева.
- Гарантия производителя 2 года.



(1) Насадка НТ1008



(2) Насадка НТ1010



(3) Насадка НТ1018



(4) Насадка НТ1025



Штатив ST110 стойка Ф16 * h800мм, основание 20*35 см

Комплектующие и аксессуары



Зажим

